


Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42771

Artikelnummer: CM0003255



Einführung

Hochwertiger [KO validierter] monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CDKN2A/p16INK4a (SWISS P42771). Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA, geeignet für Forschungsanwendungen im Bereich Zellzyklus und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CDKN2A/p16INK4a Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliae	ARF, MLM, P14, P16, P19, CMM2, INK4, MTS1, TP16, CDK4I, CDKN2, INK4A, MTS-1, P14ARF, P19ARF, P16INK4, P16INK4A, P16-INK4A, 4a
Spezies	Mensch
GenID	1029
Immunogen	Synthetisches Peptid als Immunogen. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 57-156 von menschlichem CDKN2A/p16INK4a (P42771) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42771
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Eisbeutel