

Anti-Cdx2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99626

Artikelnummer: CM0002453



Einführung

Hochwertiger Anti-CDX2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratiges CDX2, einen Schlüssel-Homeobox-Transkriptionsfaktor in der intestinalen Entwicklung und Differenzierung. Ideal für Studien zur Darmbiologie und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] CDX2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1045
Gen-ID	1045
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CDX2 (Q99626) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99626
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel