


Anti-Ces1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P23141

Artikelnummer: CM0002085



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliche CES1 (Carboxylesterase 1). Geeignet für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Detektiert ein 63 kDa Protein. Nützlich für Arzneimittelstoffwechsel, Lipidforschung und Biomarkerstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CES1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1066
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlicher CES1 (P23141) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23141
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel