

Anti-Cetp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11597

Artikelnummer: CM0014046



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes CETP für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Forschung zu Cholesterinstoffwechsel, Lipidtransport und Arteriosklerose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CETP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BPIFF; HDLCQ10; CETP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1071
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-493 von menschlichem CETP (NP_000069.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11597
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel