

Anti-Cfap20 (C16Orf80) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A4

Artikelnummer: CM0026789



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes C16orf80/CFAP20 gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Zilienmotilität und der Organisation der Axoneme.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C16orf80 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29105
GenID	29105
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 94-193 von humanem C16orf80 (NP_037374.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6A4
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel