

Anti-Cgas Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N884

Artikelnummer: CM0008929



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches cGAS (MB21D1, C6orf150) gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt eine Bande von ~59 kDa. Wichtiges Reagenz für Studien zur angeborenen Immunität und DNA-Erkennung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	cGAS Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MB21D1; h-cGAS; C6orf150
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	115004
Gen-ID	115004
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 430-522 von menschlichem cGAS (NP_612450.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N884
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel