

Anti-Cgb Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dn86

Artikelnummer: CM0017215



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches CGB (CGB3/CGB5/CGB8), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Schwangerschaftsforschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CGB Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1082
GenID	1082
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DN86
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel