

Anti-Cgb7 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dn87

Artikelnummer: CM0029419

Einführung

CGB7 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen humanes CGB7 hergestellt wurde. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Schwangerschaftsforschung und hCG-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CGB7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	94027
Gen-ID	94027
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-165 von humanem CGB7 (NP_149133.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DN87
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel