

Anti-Cgb7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Dn87

Artikelnummer: CM0015221

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Choriogonadotropin-Untereinheit beta 7 (CGB7). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Reproduktionsbiologie und Schwangerschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CGB7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Spezies	Mensch
GenID	94027
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-165 von humanem CGB7 (NP_149133.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DN87
Proteinmolekulargewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel