

## Anti-Cgref1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99674

Artikelnummer: CM0015680

### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen CGREF1, ein Zellwachstumsregulator und Adhäsionsprotein. Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Krebs- und Zellbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | CGREF1 Kaninchen pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Aliase | CGR11; CGREF1                                                                                                                    |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                           |
| GenID (Mensch)     | 10669                                                                                                                            |
| GenID              | 10669                                                                                                                            |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-200 von menschlichem CGREF1 (NP_006560.3) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität   | Maus, Ratte                                                                                                                      |
| SWISS              | Q99674                                                                                                                           |
| Proteinmasse       | 33 kDa                                                                                                                           |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                        |