

Anti-Cgrp Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01258 / P06881

Artikelnummer: CM0030279



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide), geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Kalziumstoffwechsel- und Neuropeptidforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CGRP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	796
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 49-128 von humanem CGRP entspricht (NP_001029125.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01258/P06881
Proteingewicht	13kDa/15kDa
Versand	Eisbeutel