

Anti-Chac1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bux1

Artikelnummer: CM0016797

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CHAC1. Geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt CHAC1, ein pro-apoptotisches Enzym, das an der Entfaltungsproteinantwort und der Regulation des Notch-Signalwegs beteiligt ist. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHAC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHAC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79094
Gen-ID	79094
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-222 von humanem CHAC1 (NP_077016.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BUX1
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel