

Anti-Champ1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jm3

Artikelnummer: CM0013711



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-CHAMP1-Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA, kreuzreagiert mit humanem und murinem CHAMP1. Ideal für Untersuchungen zur Ausrichtung mitotischer Chromosomen und von Kinetochoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHAMP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAMP; CHAMP; MRD40; ZNF828; C13orf8; NEDHILD; CHAMP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	283489
Gen-ID	283489
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 563-812 des humanen CHAMP1 (NP_115812.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96JM3
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Kühlakku