


## Anti-Chchd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Bp2

Artikelnummer: CM0022702



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CHCHD1 (mitochondriales ribosomales Protein mS37), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Geeignet für die Forschung an mitochondrialen und ribosomalen Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CHCHD1 Kaninchen pAb                                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | C2360, MRP-S37, C10orf34, CHCHD1                                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                 |
| GenID (Mensch)    | 118487                                                                                                                                 |
| GenID             | 118487                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-118 von menschlichem CHCHD1 (NP_976043.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                           |
| SWISS             | Q96BP2                                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 13kDa                                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                              |