

Polyklonaler Anti-Chek2-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Z265

Artikelnummer: CM0020193

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Chek2, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der DNA-Schadensantwort und von Zellzyklus-Checkpoints in der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Chek2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CHK2; Cds1; Rad53; HUCD51; Chek2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	50883
GeneID	50883
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-215 des humanen Chek2 entspricht. (NP_057890.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Z265
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku