

Anti-Chgb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05060

Artikelnummer: CM0026563

Einführung

CHGB Kaninchen-pAb (SCG1) für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines Sekretogranin-1, ein neuroendokrines Protein der sekretorischen Granula. Geeignet für Forschung an Nebemark, Phäochromozytom und Liquor-Biomarker-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHGB Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SCG1; CHGB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1114
Gen-ID	1114
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem CHGB (NP_001810.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05060
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel