


Anti-Chia Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bzp6

Artikelnummer: CM0030168



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane saure Säugetier-Chitinase (CHIA), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Für die Forschung zu Chitin-Stoffwechsel, Th2-Immunität und Lungenentzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CHIA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
Spezies	Human
GeneID (human)	27159
GeneID	27159
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-368 von humanem CHIA (NP_001244932.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZP6
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistüte