

Anti-Chit1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13231

Artikelnummer: CM0019591



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CHIT1 (Chitotriosidase-1), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für die Erforschung des Chitin-Stoffwechsels und der Immunabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHIT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHI3; CHIT; CHITD; CHIT1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1118
GeneID	1118
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 217-466 von humanem CHIT1 (NP_003456.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q13231
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel