

Anti-Chrna5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P30532

Artikelnummer: CM0021190

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CHRNA5, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem CHRNA5, einer neuronalen nikotinischen Rezeptoruntereinheit, die an Nikotinsucht beteiligt ist. Geeignet für Neurowissenschaften und Suchtforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CHRNA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LNCR2; CHRNA5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1138
Gen-ID	1138
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 23-240 von humanem CHRNA5 (NP_000736.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P30532
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel