


Anti-Ciap1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13490

Artikelnummer: CM0017475



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von humanem, murinem und Ratten-cIAP1 (BIRC2). Validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt die E3-Ubiquitin-Ligase, die Apoptose und die NF-κB-Signalübertragung reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	cIAP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	API1, MIHB, HIAP2, RNF48, cIAP1, Hiap-2, c-IAP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	329
GeneID	329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 331-420 des humanen cIAP1 (NP_001157.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13490
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku