


Anti-Cisd2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5K1

Artikelnummer: CM0017416



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Cisd2 (ERIS/Miner1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Autophagie und ER-Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CISD2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	493856
Gen-ID	493856
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 61-135 des humanen CISD2 (NP_001008389.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N5K1
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku