


Anti-Ckmt1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12532

Artikelnummer: CM0027190



Einführung

CKMT1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt mitochondriale Kreatinkinase U-Typ, ein Schlüsselenzym im Energiestoffwechsel, geeignet für Studien zur mitochondrialen Funktion und zellulären Energiehomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CKMT1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CKMT1; U-MtCK; mia-CK; CKMT1A
Spezies	Human
GeneID (Human)	548596
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 258-417 des humanen CKMT1A (NP_001015001.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12532
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel