

Anti-Clathrin Heavy Chain Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Ip, Elisa - Q00610 / P53675

Artikelnummer: CM0010001



Einführung

Hochspezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen die menschliche Clathrin-Schwerkette (CLTC/CLTCL1; Q00610/P53675). Validiert für WB, IHC, IF, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Endozytose, Mitose und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Clathrin heavy chain Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin heavy chain
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1213/8218
Gen-ID	1213/8218
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 der menschlichen Clathrin-Schwerkette (Q00610) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00610/P53675
Proteingewicht	191 kDa
Versand	Eisbeutel