

Anti-Clathrin-Schwerkette Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q00610

Artikelnummer: CM0014975



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Clathrin-Schwerkette (CLTC), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Endozytose-, Mitose- und Autophagie-Forschung. - Q00610

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Clathrin-Schwerkette Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin-Schwerkette
Spezies	Human
GeneID (Human)	1213
GeneID	1213
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1451-1675 der humanen Clathrin-Schwerkette (NP_004850.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00610
Protein-Gewicht	192kDa
Versand	Eistasche