

Anti-Claudin 1 Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - 095832

Artikelnummer: CM0020466

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen menschliches Claudin 1, validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Biologie von Tight Junctions, der Barrierefunktion und der Mechanismen des Viruseintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Claudin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLD1; SEMP1; ILVASC; Claudin 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9076
GenID	9076
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 137-211 von menschlichem Claudin 1 (NP_066924.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	095832
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel