


Anti-Clca1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - A8K7I4

Artikelnummer: CM0012875



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen CLCA1 (Calcium-activated chloride channel regulator 1) gerichtet ist. Validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Mukus-Hypersekretion, Entzündung und Ionentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLCA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CACC, GOB5, CACC1, CLCRG1, CaCC-1, hCLCA1, hCaCC-1, CLCA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1179
GenID	1179
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-150 von menschlichem CLCA1 (NP_001276.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	A8K7I4
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel