

Anti-Clec12A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q5Qgz9

Artikelnummer: CM0029919



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes CLEC12A (CLL-1, MICL), validiert für WB, IF-P, ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Aktivierung von myeloischen Zellen und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLEC12A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2; CLEC12A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	160364
GenID	160364
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 66-265 von humanem CLEC12A (NP_612210.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5QGZ9
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel