

Anti-Clec4M Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2X3

Artikelnummer: CM0014423



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CLEC4M (CD299, L-SIGN, DC-SIGNR). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Für Forschungszwecke zur Untersuchung von Pathogenerkennung und Immunüberwachung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CLEC4M Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CLEC4M
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10332
Gen-ID	10332
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 71-399 von humanem CLEC4M (NP_055072.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2X3
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eistasche