

Anti-Clec7A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bxn2

Artikelnummer: CM0026675

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes CLEC7A (Dectin-1). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur angeborenen Immunität, Pilzerkennung und Beta-Glucan-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLEC7A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BGR; CD369; CANDF4; SCARE2; DECTIN1; CLECSF12; CLEC7A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64581
GenID	64581
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 140-240 von humanem CLEC7A (NP_922938.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXN2
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel