


Anti-Clpb-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9H078

Artikelnummer: CM0022714



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CLPB, validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt CLPB aus Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der mitochondrialen Proteinhomöostase und der angeborenen antiviralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLPB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CLPB; ANKCLB; HSP78; MEGCANN; MGCA7; SKD3; Homolog des caseinolytischen Peptidase-B-Proteins
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	81570
GeneID	81570
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 572-707 des humanen CLPB entspricht (NP_110440.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H078
Proteingewicht	57 kDa/72 kDa/74 kDa/75 kDa/78 kDa
Versand	Kühlakku