

Anti-Cltb Kaninchenpolyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09497

Artikelnummer: CM0029620

Einführung

Kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes CLTB (Clathrin light chain B), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Rattenproben. Geeignet für Forschung an beschichteten Gruben (coated pits) und Vesikeln.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLTB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LCB; CLTB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1212
Gen-ID	1212
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-211 von humanem CLTB (NP_001825.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09497
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel