

Anti-Cmas-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nfw8

Artikelnummer: CM0015004

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CMAS (CMP-N-Acetylneuraminsäuresynthase). Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Sialinsäure-Stoffwechselwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CMAS-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CSS; CMAS
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55907
GeneID	55907
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-263 des humanen CMAS (NP_061156.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NFW8
Proteinmolekulargewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku