

Anti-Cnga2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16280

Artikelnummer: CM0027294



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CNGA2, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der olfaktorischen Signalübertragung und zyklisch-nukleotid-gesteuerter Ionenkanäle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNGA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CNCA; CNG2; CNCA1; OCNC1; OCNCa; OCNCALPHA; CNGA2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1260
GeneID	1260
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CNGA2 (NP_005131.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16280
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eistasche