

Anti-Cnga4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iv77

Artikelnummer: CM0013013



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CNGA4, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen, reagiert mit Proben von Mensch und Maus. CNGA4 ist ein zyklische Nukleotid-gesteuerter Kanal, der an die olfaktorische Signaltransduktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNGA4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CNG4; CNG5; CNCA2; CNG-4; CNGB2; OCNC2; OCNCb; OCNCBETA; CNGA4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1262
GenID	1262
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 416–575 des menschlichen CNGA4 (NP_001032406.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8IV77
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel