

Anti-Cnn3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15417

Artikelnummer: CM0024631

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CNN3 (Calponin-3), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem CNN3 (~36 kDa). Ideal für die Forschung zu glatter Muskelkontraktion und Actin-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CNN3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CNN3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1266
Gen-ID	1266
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-329 von humanem CNN3 (NP_001830.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15417
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel