


## Anti-Colec11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwp8

Artikelnummer: CM0029650



### Einführung

COLEC11 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, geeignet für WB, IHC-P, ELISA-Anwendungen bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Collectin-11 ab, ein Lektin, das an angeborener Immunität, Apoptose und Embryogenese beteiligt ist. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | COLEC11 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Aliase | 3MC2; CLK1; CL-11; CL-K1-I; CL-K1-II; CL-K1-IIa; CL-K1-IIb; COLEC11                                                          |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)    | 78989                                                                                                                        |
| Gen-ID             | 78989                                                                                                                        |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26–271 des humanen COLEC11 (NP_076932.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS              | Q9BWP8                                                                                                                       |
| Proteinmasse       | 29 kDa                                                                                                                       |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                    |