

Anti-Kollagen Iii Alpha 1/Col3A1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, Elisa - P02461

Artikelnummer: CM0003307



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Kollagen III alpha 1/COL3A1 (P02461). Validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ein zuverlässiges Werkzeug für die Erforschung der extrazellulären Matrix und des Bindegewebes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kollagen III alpha 1/COL3A1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Kollagen III alpha 1/COL3A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1281
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 150-400 von menschlichem Kollagen III alpha 1/COL3A1 (P02461) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02461
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eisbeutel