


Anti-Komplement C2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P06681

Artikelnummer: CM0017903



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Komplement C2, geeignet für Western Blot und ELISA. Ermöglicht die Untersuchung der Komplementaktivierung, Immunabwehr und altersabhängigen Makuladegeneration. Kreuzreagiert mit humanem C2 (83 kDa).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CO2; ARMD14; C2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	717
GenID	717
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 453-752 von humanem C2 (NP_000054.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06681
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel