


Anti-Connexin 43 Kaninchen Polymab® Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P17302

Artikelnummer: CM0006324



Einführung

Connexin 43 Kaninchen PolymAb® (P17302) für human, Maus, Ratte WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Hochwertiger monoklonaler Antikörper für Gap-Junction- und angeborene Immunitätsforschung. Zuverlässiges IVD-Rohmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Connexin 43 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2697
GenID	2697
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-382 von humanem Connexin 43 (NP_000156.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17302
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel