

Anti-Cops2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61201

Artikelnummer: CM0027662



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes COPS2 (COP9-Signalosom-Untereinheit 2) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes COPS2, einen Schlüsselregulator der Ubiquitin-vermittelten Proteolyse. Ideal für Krebs- und neuronale Differenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSN2; SGN2; ALIEN; TRIP15; COPS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9318
Gen-ID	9318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-310 von humanem COPS2 (NP_004227.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61201
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel