

Anti-Cor28 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8L983

Artikelnummer: CM0021097

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Arabidopsis thaliana COR28 für Western Blot und ELISA. Geeignet für Studien zur circadianen Uhr und Kältestress in der Pflanzenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COR28 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	F17I5.170; F17I5_170; COR28
Spezies	Arabidopsis thaliana
GeneID	829544
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-170 von Arabidopsis thaliana COR28 (NP_567946.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8L983
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel