


Anti-Cotl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14019

Artikelnummer: CM0029944



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Coaktosin-ähnliches Protein (COTL1/CLP), validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Targett das 16 kDa große Aktin-bindende Chaperonprotein für 5-Lipoxygenase. Ideal für Studien zum Zytoskelett und zur Leukotrienbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COTL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CLP; COTL1
Spezies	Mensch
Gen-ID	23406
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-142 des menschlichen COTL1 (NP_066972.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14019
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel