


Anti-Cox6B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14854

Artikelnummer: CM0014735



Einführung

Anti-COX6B1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches COX6B1, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Atmungskettenkomplex IV.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX6B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COXG; COX6B; MC4DN7; COXVib1; COX6B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1340
Gen-ID	1340
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-86 von menschlichem COX6B1 (NP_001854.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P14854
Proteinmasse	10 kDa
Versand	Eisbeutel