

Anti-Cox7A2L Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - O14548

Artikelnummer: CM0027949

Einführung

COX7A2L Kaninchen-polyclonales Antikörper, validiert für WB und ELISA, detektiert menschliches, murines und Ratten-COX7A2L (SCAF1). Rekombinantes Immunogen targeting die N-terminale Region. Ideal für die Untersuchung der Assemblierung mitochondrialer Atmungssuperkomplexe und des Energiestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX7A2L Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	EB1, SCAF1, SCAFI, SIG81, COX7AR, COX7RP, COX7A2L
Art	Mensch
GenID (Mensch)	9167
GenID	9167
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-114 von menschlichem COX7A2L (NP_004709.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14548
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel