

Anti-Cpa4 (Carboxypeptidase A4) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ui42

Artikelnummer: CM0021722



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CPA4 (Carboxypeptidase A4), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert kreuz mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Funktion von Metalloproteasen und des Katabolismus von Peptidhormonen. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPA4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CPA3; CPA4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51200
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 114-280 des humanen CPA4 (NP_057436.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Ui42
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel