


Anti-Cps1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P31327

Artikelnummer: CM0020448



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CPS1 (Carbamoylphosphat-Synthetase I). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Immunogen: rekombinantes Protein (AS 820-930). Ideal für Studien zum Harnstoffzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPS1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1373
GeneID	1373
Immunogen	`Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P31327
Proteingewicht	165 kDa
Versand	Kühlakku