


Anti-Cpsf3L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q5Ta45

Artikelnummer: CM0029933



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CPSF3L/INTS11, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal für die Forschung zur Transkriptionsterminierung und zum Integrator-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CPSF3L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54973
Gen-ID	54973
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5TA45
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel