

Anti-Creld1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Hd1

Artikelnummer: CM0012892

Einführung

Hochwertiger Anti-CRELD1 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-CRELD1 (45 kDa), einer Proteindisulfidomerase, die an der AChR-Lokalisation beteiligt ist. Ideal für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRELD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AVSD2; CIRRIN; CRELD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	78987
GenID	78987
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem CRELD1 (NP_056328.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96HD1
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel