

## Anti-Crip1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P50238

Artikelnummer: CM0030453

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CRIP1 (cysteine-rich protein 1) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Volllängen-Immunogen. Für Forschung zum Zinktransport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CRIP1 Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | CRHP; CRIP; CRP1; CRP-1; CRIP1                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GenID             | 1396                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-77 von humanem CRIP1 (NP_001302.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | P50238                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 9 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |