


## Anti-Cryaa Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P02489

Artikelnummer: CM0028545



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Alpha-Crystallin A-Kette (CRYAA; HSPB4), validiert für WB, IF-P und ELISA bei Mensch, Maus, Ratte und Zebrafisch. Geeignet für Forschung zur Linsenbiologie und Chaperonfunktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | CRYAA Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Aliase | CRYA1; HSPB4; CTRCT9; CRYAA                                                                                                    |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                         |
| Gen-ID             | 1409 (Mensch)                                                                                                                  |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-173 von menschlichem CRYAA (NP_000385.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte, Zebrafisch                                                                                                |
| SWISS              | P02489                                                                                                                         |
| Proteingewicht     | 20kDa                                                                                                                          |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                      |